

Skin Prep

Film protecteur cutané pour la préparation de la peau avant la pose d'adhésifs.

- Facilite et prolonge l'adhérence de pansement et sparadraps.
- Hypoallergénique.
- S'applique facilement, même sur les zones difficiles (coudes, etc.)
- S'ôte aisément avec eau savonneuse ou démaquillant.

Compresses pré-imprégnées sous sachet individuel.
Conditionné par boîte de 50 compresses.

Nettoyer et sécher la zone concernée puis appliquer une couche uniforme.

Matériel médical CE.

