

### Slips absorbants MoliCare® Premium men - Paquet de 7, 8 - Hartmann

Pour fuites urinaires moyennes

Slip absorbant adapté à l'anatomie masculine et constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes latérales, d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'une ceinture élastiquée.

- pH 5,5, aide à préserver le pH physiologique de la peau
- Odeurs neutralisées
- Maintien et discrétion
- Hypoallergénique

#### Tailles disponibles et tarifs à l'unité :

- Slip absorbant MoliCare® Premium men 5 gouttes - Taille M (Medium) : 38-48 (80-120cm), capacité d'absorption : 1400ml, 8 slips par sachet
- Slip absorbant MoliCare® Premium men 5 gouttes - Taille L (Large) : 48-60 (100-150cm), capacité d'absorption : 1400ml, 7 slips par sachet

#### Pour qui ?

Les personnes actives et valides, souffrant de troubles urinaires liés à la prostate (hypertrophie bénigne de la prostate -HBP- ou adénome prostatique)

#### Comment ?

Le slip absorbant se met et s'enlève comme un sous-vêtement classique ou peut être retiré en déchirant les coutures latérales de la ceinture.

