

Tensiomètre électronique connecté - BPM920 Robemed by Medeo

Avec écran LCD large avec indicateurs d'arythmie - Connectable interface Medeo

Le tensiomètre BPM920 ROBEMED offre des mesures précises, une connectivité moderne et une facilité d'utilisation. Ses fonctionnalités garantissent son efficacité et l'usage intensif du dispositif. Alimentation secteur ou piles.

Utilisable en lecture directe, **il est connectable en bluetooth avec l'interface de Medeo technologies vous permettant de récupérer directement les mesures sur votre logiciel de gestion de cabinet ([détails dans fiche Medeo connexion BPM920](#))**

Pour une information sur ces options nous contacter sur emilie@medeo-health.com ou par tel au **03.29.62.83.25 (appel gratuit)**.



- Facile d'utilisation par pression d'une seule touche.
- Précision avancée grâce à la mesure prise lors du gonflage du brassard.
- Calcul du seuil d'hypertension avec indicateur par LED lumineux.
- Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures par simple pression sur le bouton mémoire.
- Mémoire pour 2 utilisateurs des 99 dernières mesures.
- Détection d'arythmie.
- Indicateur batterie faible.
- Modèle adapté à un usage professionnel intensif.

Alimentation : Fonctionne avec 4 piles AA 5V (incluses) ou sur secteur (voir adaptateur [ADA920](#))

Caractéristiques :

Mesure de la tension artérielle :

Méthode de mesure : Oscillographique

Plage de mesures : 0-295 mmHg

Précision statique : +/- 3 mmHg

Mesure du pouls :

Plage de mesures : 40-199 pulsations par minute

Précision : +/- 5%

Brassard :

Brassard souple : De 22 à 42 cm

Auto-vérification du positionnement

Indicateur du seuil d'hypertension

Indicateur d'arythmie (technologie IHB)

Mémoire :

Mémoire pour 2 utilisateurs

Stockage des 90 dernières mesures

Moyenne des 3 dernières mesures

Affichage :

Affichage digital / Écran LCD : 60 x 77 mm

Affichage de la date et de l'heure

Indicateur batterie faible

Arrêt automatique après 30 secondes d'inactivité

Conditions d'utilisation : De 5 °C à 40 °C

Dimensions : L 140 x l 120 x H 55 mm

Poids : 284 g (sans les piles)

Le tensiomètre électronique BPM920 Robemed est livré avec ses accessoires :

- Brassard
- Adaptateur secteur (réf. ADA920)
- 4 piles AA 1.5
- Pochette de transport zippée
- Mode d'emploi

Matériel médical CE de Classe IIa