

FICHE TECHNIQUE









Tensiomètre manobrassard anéroïde - Mano Cuff - Fabrication Française

Pour une prise de tension pratique et ergonomique pour le praticien

Manomètre fixé sur le brassard, assurant une prise de tension confortable pour le soignant.

- Brassard :
 - Tissu enduit de PU
 - Fermeture par velcro
 - Lavable
 - Grande résistance pour un usage intensif
 - Sans latex, sans phtalates
- Manomètre de précision :
 - Grand cadran Ø 58 mm
 - Verre injecté en plexiglass anti-reflet.
 - Cadran avec protection anti-choc
 - Graduations de 0 à 300 mm Hg
 - Membrane anéroïde en cuivre au Béryllium traité

Précision de \pm 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.

Matériel médical CE.