

## FICHE TECHNIQUE



### Shampooing anti poux et lentes - Traitement cheveux - 15 minutes - 100ml - Laboratoire Polidis

Shampooing à l'huile de coco - Peigne anti poux offert - Actif naturel sans insecticide chimique - Effet en 15 minutes

Ce shampooing a été spécialement élaboré pour agir de manière efficace contre l'infestation du cuir chevelu par les poux.

Rapide et pratique, ce produit se distingue par l'absence totale d'insecticides chimiques, empêchant ainsi toute résistance des poux. Sa formule à base d'huile de coco permet d'éliminer mécaniquement les poux et les lentes en les privant d'oxygène.

Outre son action spécifique, ce shampooing se distingue également par ses propriétés nettoyantes et moussantes, en faisant ainsi un substitut idéal à votre produit de lavage capillaire habituel. Sa polyvalence le rend approprié pour toute la famille en cas d'infestation importante.

*Ce produit peut être appliqué sur un enfant de plus de 3 ans. Lire attentivement les instructions avant utilisation.*

- Shampooing efficace contre l'infestation du cuir chevelu
- Rapide et pratique
- Absence totale d'insecticides chimiques
- Formulé avec huile de coco
- Prive les poux et lentes d'oxygène
- Propriétés nettoyantes et moussantes
- Pour toute la famille

#### Action rapide :

Le shampooing développé par le Laboratoire Polidis assure un traitement anti-poux efficace et rapide. En seulement 15 minutes de contact avec le produit anti-poux, tous les poux sont réputés être éliminés.

#### Actif naturel :

Ce shampooing est composé d'huile de coco, reconnue pour son efficacité éprouvée contre les poux. Cette huile agit en éliminant mécaniquement les poux et les lentes grâce à un étouffement ciblé.

#### Propriétés lavantes :

Les caractéristiques de lavage et de formation de mousse de ce shampooing offrent la possibilité de substituer votre shampooing habituel et est adapté à une utilisation familiale.

#### Le conseil en + :

Pour éviter les recontaminations, il est nécessaire de traiter toute la famille en même temps. Décontaminez les draps, oreillers, vêtements et objets en contact avec la tête. Un passage en machine à 60°C éliminera les parasites.

#### Composition :

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocos Nucifera oil, Cocamide MEA, Tocopheryl Acetate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid

#### Contenant :

Tube de 100 ml

-----

Dispositif médical, 93/42/CEE, de classe I.

Produit fabriqué en Europe

-----

**Méthode de conservation** : 15-30°C. Conserver à l'abri de la chaleur, du froid, de l'humidité et de la lumière.

**Péremption** : 36 mois après fabrication – 6 mois après ouverture.