

FICHE TECHNIQUE

Aérosol anti-acarien spécial literie

Idéal pour la destruction des acariens domestiques.

Acaricide puissant actif contre les acariens adultes, les nymphes, les larves et les oeufs. Action instantanée.

Efficace pour les lits, moquettes, tapis et mobilier.

- Sans odeur, ne tache pas.
- Efficacité de plusieurs semaines.
- Test en laboratoire de parasitologie.
- Non corrosif.

Actif contre la gale (acarien sarcopte scabiei).

Aérosol en bombe insecticide de 400 ml.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Produits dangereux pour l'environnement présentant un risque pour les organismes lorsqu'ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels pour les poissons ou les abeilles.

