

Aiguille de décompression - 1-Medical

L'aiguille de décompression permet de libérer de l'air en urgence pour traiter un pneumothorax.

L'aiguille de décompression est un outil vital et indispensable conçu pour les situations d'urgence. Lorsque chaque seconde compte, l'aiguille de décompression équipe les professionnels de la santé, les secouristes d'urgence et les médecins militaires pour gérer efficacement les blessures de pneumothorax sous tension sur le terrain.

Spécifications techniques :

- Aiguille de décompression - ADV-14Ga : 14 G x 3,25 pouces (82 mm),
- Aiguille de décompression - ADV-10Ga : 10 G x 3,25 pouces (95 mm),
- Poids : 18 g.

Matériel médical CE.

