

## FICHE TECHNIQUE

### Aku Ring - Anneau à picots - Diamètre 17 cm - Coloris varié

Anneau à picots sensoriels qui augmentent la sensibilité et la circulation sanguine par le massage musculaire

Cet anneau de massage possède des picots sensoriels, qui permettent une meilleure sensibilité et favorise une bonne circulation sanguine.

Souple et flexible, il est idéale pour les massages, la réflexologie et les exercices de relaxation.

Il peut également s'utiliser en plongée pour les exercices d'apnée.

**Diamètre :** 17 cm

**Coloris :** Aléatoire

Fabriqué en Italie

Livré dégonflé

Gonfler conformément à la rigidité souhaitée avec une pompe à aiguille.

