

FICHE TECHNIQUE

Alcool 70° - pulvérisateur - 50 ml

Pour l'antisepsie de la peau saine

Désinfectant à usage externe.
Testé sous contrôle dermatologique.
Permet une désinfection facile et une asepsie efficace.
L'alcool à 70° :

- évite l'évaporation et la contamination.
 - permet une souplesse et une sûreté d'utilisation.
- Est conforme à la norme EN 1276 en 5 min à 20°C contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.

CONDITIONNEMENT:

- pulvérisateur de 50 ml. Rechargeable.

MODE D'EMPLOI

Appliquer directement l'alcool à 70° sur la peau saine à l'aide d'une compresse.

APPLICATION

Pour la désinfection de la peau saine.
Utile également sur du petit matériel: pince à épiler, petits ciseaux, ...

Existe aussi en [flacon de 500 ml](#).

Existe aussi en [flacon distributeur de 250ml et 500ml](#).

Existe aussi en [bidon et flacons 2L, 1L](#).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

