



Alèse absorbante lavable 4 épaisseurs avec ou sans rabats

Pour encore plus d'absorption et de confort

Très forte absorption 2,62 litres/m², composée de 4 couches séparées pour un maintien au sec. Surface douce, confortable et respirante.

- Côté supérieur absorbant : Les liquides sont dissipés et absorbés grâce à sa structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes.
- Côté inférieur (côté matelas) : Imperméable ne laisse pas passer les liquides.
- La surface au contact du patient reste sèche.
- Se pose simplement sur le drap, évitant ainsi de devoir laver toute la literie.
- Lavable en machine à 95°C. Convient pour le passage au sèche linge.

Composition 4 épaisseurs:

- 1ère couche: 100% polyester broissé.
- 2ème couche: 70% polyester/30% viscose, 340 g/m².
- 3ème couche: PUL (polyuréthane laminé).
- 4ème couche: 100% polyester broissé.

Rabats: 50% coton/50% polyester.

Couleur : Bleu.

Deux modèles disponibles :

- Modèle sans rabat : 90 x 85 cm
- Modèle avec rabat : 90 x 85 cm + rabats 45 cm, pour une meilleure fixation au matelas.