

## FICHE TECHNIQUE

### Alèse de lit en polyuréthane imperméable non absorbante 300 x 140 cm

Utilisation sur matelas gaufrier et comme protection de lit

Alèse extra large, non absorbante, imperméable résiste aux liquides.

- En Polyuréthane (PU).
- Épaisseur 45 microns.
- Souple et doux au toucher.
- Extensible.
- Résistant aux liquides.
- Faible glisse.
- Classé non feu M1.
- Blanc opaque.
- Lavable en machine à 90°C.
- Non stérilisable.

#### Dimensions :

Longueur : 300 cm

Largeur : 140 cm

Vendu à l'unité.

