



Alèse surmatelas molletonnée imperméable Robé Médical

Confort garanti avec dessus molletonnée en jacquard polyester et dessous imperméable

- Forme plateau, avec 4 élastiques de maintien.
- Dessus matelassé en jacquard polyester.
- Dessous en enduction polyuréthane imperméable.
- Qualité professionnelle.
- Utilisation en collectivité ou à domicile.
- Lavable en machine à 40°C.

2 tailles disponibles :

- 90 x 190 cm.
- 140 x 190 cm.

Fabrication Française.
Garantie 2 ans.