

## FICHE TECHNIQUE

### Alèses absorbantes lavables - 85 x 75 cm avec rabats 45 cm

Très résistantes et très absorbantes.

Alèse, forte absorption, 2,5 litres/m<sup>2</sup>, maintient au sec.

- Côté blanc : Dissipe et absorbe les liquides grâce à sa structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes.
- Côté bleu : Imperméable grâce à son film polyuréthane, ne laisse pas passer les liquides.

? La surface au contact du patient reste sèche.

Se pose sur le drap, évite de laver toute la literie.  
Lavable en machine, supporte environ 250 lavages.

Surface coton, douce et confortable.

#### Composition :

- 95 %Fibres et feutres polyester
- 5% Polyuréthane

**Couleur** : une face bleu, une face blanche.

#### Dimensions :

- Modèle avec rabat : 85 x 75 cm + rabats 45 cm, pour une meilleure fixation au matelas.

**Poids** : 380gr

