

Ampoules Complexes vitalité phytaforce Bio

Complément alimentaire Ginseng, Guarana, Gelée royale, Acerola.

Le ginseng aide à maintenir une sensation d'énergie et de bien-être mental et contribue à la résistance du corps face au stress quotidien. Le guarana renforce l'immunité. La gelée royale est le complément alimentaire idéal pour toute la famille. L'acérola est un fruit rouge naturellement riche en Vitamine C.

Mode d'emploi :

- Cassez les bouts de l'ampoule et versez le contenu dans un verre.
- Diluez avec de l'eau.

Se limiter à une ampoule par jour. Peut présenter un dépôt, bien agiter avant utilisation.

Ce complément alimentaire doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Restrictions : L'emploi chez les personnes sous traitements antidiabétiques est déconseillé.

Précautions :

- Ne pas s'injecter.
- S'assurer de l'absence de résidus de verre avant de boire.

Procédé M.R.C(Méthode Respectueuse de Conservation) permettant une préservation optimale des extraits végétaux.

Ingrédients pour 1 ampoule : jus de pomme concentré ; miel liquide ; extrait aqueux de guarana 0.7 ml ; arôme naturel de banane ; extrait aqueux de ginseng 667mg dont ginsénosides 20 mg ; gelée royale 120 mg ; poudre de jus concentré d'acérola 140mg.

Conditionnement :

- Etui de 20 ampoules de 10 ml (200ml)
- Etui de 40 ampoules de 10 ml (400ml)

Produit issu de l'Agriculture Biologique - Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques.

