

Ancre de porte Body Band - Renforcement musculaire à domicile - Sundo

Ancre de porte Body Band - Pour bandes élastiques de musculation - Noir

L'ancre de porte Body Band est l'accessoire utile au renforcement musculaire à domicile. Conçu pour une utilisation facile, il s'installe en toute sécurité dans la fente de la porte fermée. La boucle de la sangle devient instantanément un support stable, permettant un entraînement et un renforcement musculaire à domicile avec des bandes de fitness élastiques et d'autres équipements. Idéal pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur, cet accessoire de fitness polyvalent offre la liberté de personnaliser la routine d'entraînement dans le confort du domicile.



robé



robé



robé

Caractéristiques :

- ? Facilité d'utilisation
- ? Facile à installer dans la fente d'une porte
- ? Stabilité et sécurité d'utilisation avec des bandes élastiques de musculation
- ? Convient aux portes s'ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur
- ? Parfait pour le renforcement musculaire à domicile
- ? Matériau durable pour une utilisation à long terme

Dimensions :

- ? Longueur : 27 cm
- ? Largeur : 2,5 cm