



### Aniosafe Anios Savon doux haute fréquence mains et corps - 30ml, 250ml, 500ml, 1L ou 5L

Pour un lavage fréquent des mains et pour la toilette générale en milieu hospitalier

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

- Enrichi en substance hydratante.
- Présence de Lactate de sodium : effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.

#### **5 modèles disponibles :**

- Mini flacon de 30 ml.
- Flacon de 250 ml.
- Flacon pompe de 500ml.
- Flacon pompe de 1 litre.
- Bidon de 5 litres.

[Existe aussi en poche airless de 1L](#)

**Mode d'emploi :** Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner pendant au moins 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

**Composition :** Aqua (Water), Glycerin, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Linoleamide DEA, Hexylene Glycol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

Flacon pompe 1L et 500 mL compatible avec le support mural pour flacon pompe commande au coude [référence ANIS092 et ANIS091](#).

Testé sous contrôle dermatologique.

Fabriqué en France

Certification ECOVADIS