



Aniosafe Anios savon doux haute fréquence mains et corps - Poche airless 1L

Pour un lavage fréquent des mains et pour la toilette générale en milieu hospitalier

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

- Enrichi en substance hydratante.
- Présence de Lactate de sodium : effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.

Conditionnement : poche Airless de 1L

[Existe aussi en mini flacon de 30ml. en flacon de 250ml. en flacon pompe de 500ml ou 1 litre. en bidon de 5 litres.](#)

Mode d'emploi : Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner pendant au moins 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

Composition : Aqua (Water), Glycerin, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Linoleamide DEA, Hexylene Glycol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

[Nous proposons également le distributeur de 1 litre](#), le [distributeur mural PVC pour poche Airless 1 litre commande au coude](#) et le [distributeur ANIOS Airless 1 L avec détection automatique et fermeture sécurisée](#).

Testé sous contrôle dermatologique.

Fabriqué en France

Certification ECOVADIS