



Aniosgel 800 Anios Gel hydroalcoolique action protectrice - Poche Cpa 1L

L'Aniosgel 800 bénéficie de l'action anti-bactérienne du gel hydroalcoolique avec une tolérance cutanée renforcée.

Associé à la glycérine végétale et à un agent hydratant, la formule Aniosgel 800 permet une hydratation optimale avec un effet surgraissant pour la peau.

L'extrait actif d'alpha-bisabolol est issu de Candeia (*Vanillosmopsis erythropappa*), il est utilisé depuis longtemps en cosmétique pour ses vertus adoucissantes et apaisantes.

Solution Hydroalcoolique à base d'éthanol et d'agents hydratants.
Sans agents cancérigènes tels que le Triclosan et le Triclocarban.
Sans parfum ni colorant.

Poche Airless de forme carré, plus compacte, rétractable une fois vide pour une réduction du volume des déchets.

L'Aniosgel 800 présente un spectre anti-microbien bactéricide, mycobactéricide, fongicide et virucide, conforme aux dernières normes en vigueur.

Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur vaccinia virus.

- Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013) en 30 secondes, EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013). Selon EN 13727 (2013) sur BMR et BHR en 30 secondes.
- Mycobactéricide : EN 14348 en 30 secondes.
- Fongicide : EN 1275, EN 13624 (2013) en 30 secondes.
- Virucide : EN 14476 (2013) en 60 secondes sur Poliovirus, en 30 secondes sur Adenovirus et Norovirus Murin. Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus en 30 secondes.
- Désinfection hygiénique : EN 1500 (2013) Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.
- Désinfection chirurgicale : EN 12791 (2013) Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Contient de l'alcool isopropylique (Propan-2-ol)

Le gel hydroalcoolique ANIOSGEL 800 ANIOS est actif sur Adenovirus, Rotavirus et Norovirus responsable de la gastro-entérite (Test laboratoire réalisé en France).

- Temps d'action 30 secondes.
- Dose unitaire de 3 ml par lavage.
- Capacité d'un flacon: 330 doses de 3ml.
- Prêt à l'emploi.

Absence d'aérobiocontamination grâce au système Airless et à la tétine de distribution scellée.

Conditionné en poche Airless 1L CPA.
Vendu à l'unité.

S'utilise uniquement avec les distributeurs compacts CPA:

- [Version automatique](#).

Fabriqué en France.

Conforme à la norme ISO 9001 certifié par l'AFAQ.