

Anse de Billeau en inox - Petite taille

Pour le nettoyage du conduit auditif externe.

Anse de Billeau permettant l'extraction de corps étrangers et l'élimination de bouchons de cérumen à l'intérieur du conduit auditif externe.

Stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes.
Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.

Tailles disponibles :

- 1,5 x 3 mm.
- 2 x 4 mm.
- 3 x 5 mm.

Longueur totale : 14,5 cm.

Fabriqué en acier inoxydable.

Conditionné sous emballage individuel non stérile.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

