

## FICHE TECHNIQUE

### Anse de Snellen en inox - 13,5 cm

Instrument Orl pour l'extraction des corps étrangers de l'oreille.

Anse de Snellen en inox, 13,5 cm. Avec manche et boucle métallique rigide.

Stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes.  
Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.

Fabriqué en acier inoxydable.

Conditionné sous emballage individuel non stérile.

Matériel médical CE.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

