

### Appareil compact de tecarthérapie - Thermo TK - Zimmer - Devis sous 24h

Le Thermo TK est un appareil de tecarthérapie utilisé pour les affections musculo squelettiques aiguës et chroniques.

Le Thermo TK est un appareil ultramoderne et innovant de tecarthérapie. Il est utilisé dans le cadre de la physiothérapie, de la rééducation et pour les affections musculo squelettiques aiguës et chroniques.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

La tecarthérapie se fonde sur la diffusion de courants à haute fréquence (imperceptible pour le patient) qui permet la diffusion d'une chaleur profonde et localisée dans les tissus qui soulage la douleur du patient et accélère la rééducation.

La conception compacte de l'appareil s'adapte autant aux cabinets médicaux qu'à un usage ambulatoire.

#### Caractéristiques Techniques :

- Fréquences de 460 kHz et 580 kHz.
- Puissance de sortie
  - 150 W effectifs à 500 ? en mode résistif
  - 250 VA effectifs à 500 ? en mode capacitif
  - 60 W effectifs à 500 ? en mode mains libres
- Poids : 3,5 kg.
- Dimensions : 322 mm x 234 mm x 135 mm
- Ergonomie et simplicité : affichage couleur et clair pour faciliter l'utilisation et écran tactile.
- Tension d'alimentation : 100-240V ~ /50/60 Hz
- 2 modes de fonctionnement différents : continue et pulsé.
- 2 modes de traitement différents : capacitif et résistif.

Le ThermoTK possède deux modes différents selon les tissus à traiter : le mode capacitif pour les structures superficielles (comme la musculature) et le mode résistif pour le traitement des structures plus profondes (comme les tendons ou les ligaments).

#### Contenu de la Boîte :

- Trois applicateurs de tailles différentes : L / M : pour une application à plat sur une large surface & S : pour une application ponctuelle et localisée, p. ex. sur les points de déclenchement
- Deux électrodes neutres / partagées de tailles différentes : XL pour le traitement de zones étendues et L pour le traitement de zones réduites



## Les effets thérapeutiques du Thermo TK :

- Stimulation des récepteurs de chaleur par échauffement des tissus
- Augmentation locale de l'irrigation et de la circulation sanguine par vasodilatation
- Amélioration locale de la fluidité de la synovie
- Amélioration de l'élasticité du tissu conjonctif
- Amélioration de la trophicité même dans les tissus bradytrophes
- Détonification et atténuation de la douleur
- Amélioration des processus de guérison par augmentation du métabolisme
- Augmentation de la résorption

Livré avec :

- 1 Pièce à main (8 broches)
- 1 Pièce à main (4 broches)
- 1 électrode résistive ø 30 mm
- 1 électrode résistive ø 50 mm
- 1 électrode résistive ø 70 mm
- 1 électrode capacitive ø 30 mm
- 1 électrode capacitive ø 50 mm
- 1 électrode capacitive ø 70 mm
- 1 électrode neutre (140 x 240 mm)
- 1 câble électrode de 210 cm (8 broches)
- 1 câble électrode de 210 cm (4 broches)
- 1 protection en silicone pour PAM (dia. 12 mm)
- 2 plaques unipolaires adhésives (197 x 101 mm)
- 1 câble d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation

Appareil disponible sur devis [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

Dispositif médical CE de classe IIa, conformément à la directive 93/42/EEC.

Classe de protection électrique : Classe I.