

### Appareil d'iontophorèse avec accessoires SwiSt03 Kawe

Pour le traitement de l'hyperhidrose palmaire et plantaire

Ensemble complet pour le traitement continu des hyperhidroses.  
Pour la thérapie des excès de transpiration des mains ou des pieds.



#### Kit comprenant :

- Appareil d'iontophorèse.
- 2 bacs de traitement.
- 2 plaques à électrodes pour pieds et mains avec fiche mâle de sécurité.
- 2 revêtements en mousse synthétique.
- Batterie rechargeable Li-ion.
- 1 adaptateur secteur pour la recharge de l'appareil.

Résultats visibles à partir de 10 à 15 traitements (15 à 20 minutes chacun).

Courant continu ou pulsé.

Courant de sortie réglable: de 1 à 25 mA.

Puissance absorbée: 1.5W.

Dimensions : L 120 x l 110 x h 84 mm.

Poids de l'appareil seul: 360g.

#### Disponible en option sur demande :

Électrodes plates avec poche en éponge pour l'hyperhidrose axillaire.

Indice de protection contre les poussières et les projections d'eau : IP 41.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.