



### Appareil de désinfection par voie aérienne Anios Aerosept Ultra 150

Atomiseur autonome pour une désinfection aérienne des surfaces. Capacité de traitement jusqu'à 150 m<sup>3</sup>. Procédé conforme à la norme NF T 72-281.

Désinfection par voie aérienne à large spectre antimicrobien complet et homogène avec le diffuseur d'aérosol Ultra 150 Anios associé au [désinfectant Aseptanios AD](#).

#### Caractéristiques techniques :

- Capacité de la réserve: bidon de 2L.
- Débit nominal: environ 0,7l/h.
- Dimensions: H 400 X L 200 X P 500 mm.
- Poids à vide: 9kg.
- Alimentation secteur: 100-240V (±10%) - 50/60HZ - 32W.
- Température en utilisation: 20°C +-2°C au démarrage.
- Taux d'humidité en utilisation: entre 50% et 75% d'humidité relative au démarrage.

Procédé conforme à la norme NF T 72-281:

- Bactéricide et levuricide en 30 min
- Mycobactéricide en 45 min
- Fongicide et sporicide en 60 min

Diffuse un fluide qui se répartit de manière homogène sur l'ensemble des surfaces à traiter (préalablement nettoyées) grâce à un atomiseur ultrasonique.

Aérosolisation maîtrisée pour une répartition optimale, auto-régulation du débit de la buse, concentration stabilisée 7ml/m<sup>3</sup>, régulation de la fréquence vibratoire de la buse.

Autonome et entièrement automatique, il peut être utilisé en mode manuel ou connecté:

- Contrôle à distance grâce à la connection Bluetooth (smartphones ou tablettes).
- Application téléchargeable sur [www.anios.com/fr/apps](http://www.anios.com/fr/apps). Fonctionne sur Android. Version 1.4.1
- Rétroéclairage du bouton rotatif permettant de visualiser l'état d'avancement du cycle.
- Indication du volume de la pièce, de l'heure de début et fin de cycle, paramétrage de l'horaire de démarrage du cycle, calcul automatique du temps de diffusion et de contact.
- Pré-enregistrement possible de 1 à 6 utilisateurs et de 1 à 6 salles.
- Démarrage à distance différé de 1min à 9h.
- Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.
- Contrôle à distance et en temps réel sur l'application.
- Informations tracées, enregistrées et disponibles sur l'application.

#### Forfait de mise en service du diffuseur d'aérosol AEROSEPT ULTRA 150 ANIOS effectué par un technicien ANIOS inclus.

- Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m<sup>3</sup>.
- **2 modes de fonctionnements:**
  - Manuel pour un accès aux informations essentielles
  - Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options
- Traçabilité sur support numérique
- Nouvelle technologie sans compresseur d'air.
- Simplicité d'utilisation.
- Simplicité d'entretien (accès à la pompe facilité).

des patients, en salle d'urgences, en laboratoire, en ambulance.

[Pour une utilisation optimale, se reporter au protocole de désinfection des surfaces par voie aérienne.](#)

**Le diffuseur d'aérosol AEROSEPT ULTRA 150 ANIOS s'utilise avec le [désinfectant Aseptanios AD en bidon de 2L](#) (à commander en accessoires).**

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

Matériel certifié EcoVadis.