



Appareil de laserthérapie - Opton Pro 25W avec Syscart - Zimmer - Devis sous 24h

Le Opton Pro 25W est un appareil de laserthérapie utilisé pour la détente musculaire, l'accélération du processus de guérison. Avec Syscart.

Cet appareil de laserthérapie est utilisé en kinésithérapie ou physiothérapie pour ses effets antalgiques et de guérison. La laserthérapie ou thérapie au laser est un traitement à la lumière de haute énergie pour provoquer un échauffement localisé des tissus.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant [ICI](#) ou par contact direct : devis@robe-medical.com.

Caractéristiques Techniques :

- Diodes laser : 810 nm / 980 nm / 1064 nm.
- Puissance émise max : Max. 25 W.
- Poids : 3,8 kg.
- Zone de traitement : min. Ø 10 mm
- Dimensions : 300 mm x 350 mm x 200 mm
- Tension de fonctionnement : 100 - 240 V~, 50 Hz / 60 Hz

Trois modes d'émission de la lumière laser : le mode CW (pour une émission en continue de la lumière), le mode impulsion en série (recommandé pour éviter un échauffement excessif de la peau) et le mode impulsion (administré en points ciblés).

Assistant thérapeutique :

Cet appareil propose une sélection de paramètres recommandés pré-enregistrés. La quantité d'énergie à appliquer est recommandée en fonction de la zone à traiter, de l'état de la douleur et du type de peau.

Trois modes d'application :

- Application statique pour les points précis (ex. : tendinite).
- Application dynamique pour les zones réduites.
- Application combinée (statique et dynamique) pour proposer un traitement simultané des zones douloureuses et des points Trigger.

Les effets thérapeutiques du Opton Pro 25W :

- Antalgie
- Promotion de la circulation sanguine
- Détente musculaire
- Accélération du processus de guérison

Livré avec :

- 2 interlock
- 2 paires de lunettes
- 1 signalétique complète
- 1 entretoise taille S
- 1 entretoise taille L
- 1 câble d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 Syscart aux dimensions de 60 x 55 x 139 cm sur roulettes et avec

rangements
1 couronne en verre pour accessoires

L'appareil de laserthérapie Opton Pro 25W doit être utilisé par un professionnel compétent dans le domaine.

Dispositif médical CE de classe IIa, conformément à la directive 93/42/EEC.
Classe de protection : Classe II.
Laser de Classe 4.