



### Appareil de thérapie par induction à haute énergie - emField Pro - Zimmer - Devis sous 24h

Le emField Pro est un appareil utilisé en physiothérapie pour stimuler les cellules musculaires et les vaisseaux.

Le emField Pro est un appareil utilisant les champs électromagnétiques pour agir sur le corps grâce à l'induction à haute énergie. Il est idéal pour soulager la douleur, améliorer la circulation sanguine, stimuler le processus de régénération. L'emField Pro est utilisé dans le domaine de la médecine du sport et la physiothérapie.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

#### Caractéristiques Techniques :

- Puissance magnétique : 3 Tesla (pour le grand applicateur) et 2,5 Tesla (pour l'applicateur moyen).
- Fréquence : 1 - 150 Hz.
- Dimensions : 54,2 cm x 50,1 cm x 99,3 cm.
- Poids : environ 60 kg.
- 2 canaux.
- Applicateur avec bras pour positionner et ajuster l'angle.

#### Assistant thérapeutique :

- Programmes Recommandés : une sélection de 20 programme préparés.
- Personnalisation : possibilité d'utiliser jusqu'à 20 favoris.
- Possibilité de créer jusqu'à 20 protocoles de traitements dans le mode expert.

L'emField Pro propose 3 types de traitements différents : traitement statique (pour les points précis), traitement dynamique (pour les zones réduites) et traitement combiné - statique et dynamique (pour un traitement simultané des zones douloureuses et des points Trigger).

#### Les effets thérapeutiques de l'emField Pro :

- Soulagement de la douleur
- Élimination de la cause de la douleur
- Influence sur le tonus musculaire
- Activation des processus de régénération
- Amélioration de la circulation sanguine

#### Livré avec :

- 1 applicateur de grande taille : Traitement statique
- 1 applicateur de taille moyenne : Traitement dynamique
- 1 Bras articulé et verrouillable
- 1 manuel d'instruction
- 1 câble d'alimentation

Appareil disponible sur devis [ICI](#) ou par contact direct : [devis@robe-medical.com](mailto:devis@robe-medical.com).

Dispositif médical CE de classe IIa, conformément à la directive 93/42/EEC.

L'appareil de thérapie par induction à hautes énergies emField Pro doit être

