


# FICHE TECHNIQUE









# Appareil de thérapie par ondes de choc radiales - enPuls 2N - Zimmer - Devis sous 24h

Le enPuls 2N est un appareil utilisé en physiothérapie, s'appuyant sur la thérapie par ondes de choc pour réduire la douleur et stimuler l'organisme.

EnPuls 2N est un appareil compact de thérapie par ondes de choc radiales utilisé notamment en physiothérapie. Les ondes de choc sont des ondes de pression mécaniques qui agissent sur les tissus pour réduire la douleur, agir sur ses causes, stimuler la circulation sanguine, etc.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant <a href="LCL">LCL</a> ou par contact direct : devis@robe-medical.com.

Sa taille et son poids rendent le enPuls 2N approprié pour un usage ambulatoire.

## Caractéristiques Techniques :

- Dimensions : 32.2 cm x 23.5 cm x 13 cm.
- Poids : 2,7 kg.
- Consommation électrique maximale pendant la thérapie : 1200 VA.
- Niveaux de puissance/énergie : 60 à 185 mJ (équivalent à 1-5 bar), réglable par intervalles de 10 mJ.
- Alimentation électrique : 100 240 V / 50/60 Hz, max. 5/2,5A.
- Écran tactile, ergonomique et couleur.
- Fréquences de 1 à 22 Hz
- 3 modes de rafale (4 / 8 / 12 impulsions)

Le enPuls 2N peut s'utiliser selon des techniques différentes : statique (pour cibler l'action de l'appareil sur un point précis), semi-statique (la pièce à main rest sur le point mais la zone de traitement est massée) et dynamique (pour masser les zones molles et les tendons).

#### 3 applicateurs d'ondes de choc disponibles :

- 6 mm : Pour les zones étroites ainsi que pour le massage par pression et les points Trigger.
- 15 mm : Pour le traitement des muscles, des petits tendons et des ligaments.
- $\,$  25 mm : Pour le traitement de la fasciite plantaire, de la coiffe des rotateurs de l'épaule et des tissus mous.

## Contrôles :

- Écran tactile couleur pour toutes les opérations du logiciel
- Commande rotative pour le niveau d'énergie et la fréquence
- Commande de la pièce à main par pédale multidirectionnelle

L'enPuls 2N propose 7 programmes pré-enregistrés et ajustables, plus de 25 recommandations de traitement préétablies et illustrées ainsi que 120 places pour enregistrer des et adapter de nouveaux programmes.

# Les effets thérapeutiques du enPuls 2N :

- Réduction de la douleur
- Suppression de la cause de la douleur
- Influence sur le tonus musculaire
- Stimulation du métabolisme cellulaire
- Activation des processus de régénération
- Amélioration du trophisme

# Livré avec :

- 1 Pièce à main
- 1 applicateur ø 6 mm
- 2 applicateurs ø 15 mm
- 1 applicateur ø 25 mm
- 10 capuchons en silicone
- 1 pédale
- 1 câble d'alimentation
- 1 lotion enPuls 250 ml
- 1 manuel d'utilisation

Appareil disponible sur devis <u>ICI</u> ou par contact direct : <u>devis@robe-medical.com</u>.

Dispositif médical CE de classe IIa, conformément à la directive 93/42/EEC.

L'appareil enPuls 2N doit être utilisé par un professionnel compétent dans le domaine.