

FICHE TECHNIQUE

Appui dos avec tête

Assise confortable, pour soulager les douleurs dorsales.

Appui dos pratique pour redresser le buste dans une position confortable. S'installe et se règle en toute sécurité dans le lit.

5 positions de réglages de 25 à 75°.

Avec léger coussinet repose tête.

Tête sur chassis époxy blanc et crémaillère plastique.

Coloris: Bleu écossais.

Dimensions du dossier : 57x52,5 cm.

Encombrement base : 47x50,5 cm.

Poids maximal supporté : 100kg.

