

FICHE TECHNIQUE



Armoire médicale métallique grande capacité avec coffre à toxique A15 - 50 compartiments - 3 étagères

Armoire à rideaux pour comprimés, solutés, matériel médical - 4 vérins - Métal Epoxy, résistante aux UV

Cette armoire de rangement en acier offre une solution pratique pour structurer vos espaces de travail tout en assurant un niveau élevé de sécurité et une facilité d'utilisation optimale.

- Revêtement poudre Epoxy anticorrosion
- Portes à rideaux PVC ouverture latérale avec charnières souples, classées M1
- Serrure individuelle numérotée et de 2 clés rabattables
- Étagère inférieure amovible
- Étagère supérieure indépendante du dessus de l'armoire
- 4 vérins, réglable de l'intérieur de l'armoire
- 1 bac télescopique de 16 cm de hauteur

Contenu de l'armoire :

- 3 étagères
- 1 coffre à toxiques grande capacité
- 1 plan de consultation
- 1 bac télescopique de 16 cm de hauteur
- 2 intercalaires
- 25 M 5000C : bacs en cristal transparent et résistant aux UV
- 25 M 5000A : bacs en cristal transparent et résistant aux UV
- Étiquettes

Garantie : 5 ans

Matière : acier

Dimensions : 120Lx 43P x H198 cm