

FICHE TECHNIQUE

Armoire murale en métal pour défibrillateur

Armoire murale permettant de protéger et stocker un Dae.

Armoire métallique, peinture époxy blanc avec vitre transparente en plexiglass, fermeture par verrou sur la porte.

Autocollant avec logo défibrillateur à placer sur la porte de l'armoire pour une identification rapide du DAE.

- Pour un usage en intérieur.
- Sans alarme sonore.
- Fermeture par verrou.
- Crochet à l'intérieur pour attacher le DAE.
- Peut être fixé au mur (4 trous de fixation) ou au sol (2 trous de fixation).

Armoire conçue pour être installée en intérieur dans un lieu de passage, un établissement public, un centre de santé, un hôpital, une clinique, un EHPAD.

Dimensions extérieures: 42,5 x 16 x H 42,5 cm.

Dimensions intérieures: 40 x 13 x H 40 cm.

