

Assise anti-glissement pour fauteuil Robé Médical

Permet d'éviter le glissement vers l'avant grâce à son système de bandes unidirectionnelles

Pratique, simple d'utilisation et sécurisante, empêche le glissement du bassin en avant, limite le risque d'affaissement.

Facilite le redressement d'une personne assise.

- Dessus anti-dérapant en PVC.
- Intérieur avec 2 bandes qui bloque le sens du déplacement.
- S'utilise sur tous types de fauteuil.
- Coloris noir.

Dimensions : 36 x 47 cm.

Fabrication Française.

Garantie 2 ans.

