

## Attelle de cheville avec renforts latéraux

Avec renforts amovibles et bande auto-agrippante.

Pour fixation externe en cas de blessure légère ou d'instabilité au niveau l'articulation de la cheville. Utilisation également après le retrait d'un plâtre et pour protéger l'articulation pendant l'exercice.

Convient pour cheville gauche ou droite.

- Sangles en huit auto-agrippantes pour plus de stabilité.
- Tissu en maille respirant pour plus de confort.
- Lacets et languette intégrée sur le devant du pied.
- Bande scratch sur tout le dessus de l'attelle.
- Renforts latéraux souples et amovibles.

### 3 tailles disponibles :

- Taille S : pour pointure 36-38.
- Taille M : pour pointure 39-41.
- Taille L : pour pointure 42-44.

Matériel Médical CE.

