

Attelle de maintien extensible, pour poignet et pouce

Permet la stabilisation du poignet et du pouce pendant le mouvement.

Utilisation en prévention ou en cas de reprise d'activité suite à un traumatisme au niveau de la main. Attelle en tissu épais, élastique, confortable et respirant. Avec emplacement pour le pouce. **Tricot anatomique compressif.**

- Facile à enfiler.
- Tricot anatomique de compression pour le maintien du poignet.
- Tissu confortable, extensible et respirant.

Tailles disponibles :

- Taille S : pour circonférence de poignet de 17 à 19 cm.
- Taille M : pour circonférence de poignet de 19 à 21 cm.
- Taille L : pour circonférence de poignet de 21 à 23 cm.

Matériel Médical CE.

