



Attelles - Doigts, Poignet ou Pied, Bras, Jambes - 1-Medical

Soutenir et immobiliser les os blessés

Ces attelles complètes sont conçues pour soutenir et immobiliser les os blessés des doigts, poignets, mains, bras, genoux et jambes, prévenant ainsi toute irritation et blessure supplémentaire lors de la pratique de sports ou des activités quotidiennes.

La combinaison de courbes robustes avec un noyau en alliage d'aluminium imperméable et ultra-fin permet aux attelles d'être facilement nettoyées, remodelées et réutilisées. Les matériaux radiotransparents permettent de prendre des radiographies sans retirer l'attelle.

Spécifications techniques :

Matériau : *Toutes ces attelles sont en mousse et aluminium.*

- 95 x 45 mm (Doigt),
- 5,5 g.

- 230 x 110 mm (Poignet/Pied),
- 36 g.

- 457 x 110 mm (Bras),
- 75 g.

- 914 x 110 mm (Jambe),
- 160 g.

Confortable : *Un rembourrage intérieur doux et un design ajustable garantissent un confort optimal pendant la récupération.*

Respirant : *Le rembourrage en EVA et les trous de ventilation offrent une respirabilité pour une meilleure hygiène.*

Portable : *Le design compact et léger s'adapte facilement à la plupart des trousseaux de premiers secours.*

Matériel médical CE.