



### Audiomètre Electronica 600M de dépistage numérique PC

Connection, interprétation, impression et stockage sur ordinateur PC sous Windows. Conception et fabrication Françaises.

Audiomètre numérique avec connexion ordinateur par câble USB, logiciel sur CD interactif et intuitif permettant de réaliser des dépistages et contrôles auditifs par conduction aérienne (CA).

Logiciel conçu pour être facile d'installation, de compréhension et d'utilisation. Nombre d'installations et durée de validité illimitées. Rapidité d'exécution (clavier, souris, personnalisation de programmes). Bases de données, création de fiches patients, sauvegarde, impression, exportation.

La souplesse du logiciel permet une adaptation de son application aux différentes médecines. Possibilité de personnaliser des programmes de tests selon les besoins du professionnel de santé. L'audiomètre 600M est particulièrement adapté à la médecine du travail, médecine scolaire et universitaire.

#### **Fonctionnalités principales du logiciel:**

- S'interfacer avec tout logiciel médical et exporter les résultats de tests.
- Fusionner, synchroniser ou remplacer les bases de données entre elles.
- Aider à l'interprétation des audiogrammes (selon EN 7029).
- Calculer les pertes auditives.
- Déterminer les seuils d'audibilité selon la méthode « Hughson–Westlake ».
- Générer un son continu ou pulsé.
- Faire figurer sur la fiche patient, tous les éléments de traçabilité liés au test et à l'audiomètre.

- Sortie: Conduction Aérienne (CA).
- 2 modes de stimulation: son continu ou son pulsé.
- Casque haute isolation phonique, léger et robuste.
- Gamme de 11 fréquences: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz.
- Précision +/- 2 %.
- Niveau sonore ajustable: -10 à 100 dB (HL).
- Alimentation: port USB.
- Connexion à tous types de PC: Notebook, portable ou PC.
- Compatible sous environnement Windows 7, Windows 8, Windows Vista et Windows XP.
- Configuration minimale du PC: 1 port USB, RAM : 1 Go, CPU : 1 GHz, espace libre sur disque dur : 50 Mo, résolution graphique : 1024x600.

#### **- Avec casque standard:**

L'audiomètre numérique 600M ELECTRONICA est livré dans une mallette avec un casque standard, un câble USB de 1m, une poire retour signal patient, un CD contenant le logiciel et le manuel d'utilisation.

Dimensions audiomètre (boîtier en ABS): 92x150x28 mm.  
Poids: 160g.

Mallette de transport: 280x310x100 mm.  
Poids de la mallette complète: 1,3 Kg.

**Fabrication Française.**

Garantie 3 ans.  
Matériel Médical CE

