

Audiomètre de dépistage portable MA 25 avec casque DD45 Maico

Modèle compact et portable pour les dépistages auditifs en ambulatoire (médecine du travail, médecine scolaire).

Petit, robuste et fiable, l'audiomètre MA 25 MAICO est doté de deux gros boutons permettant de régler facilement la fréquence et le niveau d'intensité. Il est livré avec un casque DD45, la référence en casque audiométrique. Guide rapide d'utilisation, alimentation à piles.

L'audiomètre MA 25 MAICO principalement utilisé pour les dépistages auditifs lors de visite médical scolaire, de travail, en médecine préventive.

Fabrication Allemande.

- Mode de fonctionnement: manuel.
- Signaux de test: son pure, pulsé et volubé.
- 11 fréquences de test:
125/250/500/750/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 Hz.
- Intensités de -10 dB_{HL} à 100 dB_{HL}. Par palier de 5 ou 1 dB.
- Casque audiométrique DD45 pliant.
- Avec marqueurs de couleur (rouge et bleu) pour placer correctement le casque (oreille droite, oreille gauche).
- Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies).
- Autonomie environ 100 heures.

Audiomètre MA25:

Dimensions: L. 22,5 x l.18 x Épaisseur 5,5 cm.

Poids: 980g.

Casque DD45:

Poids: 436g.

L'audiomètre MAICO MA 25 est livré avec un casque DD45, bloc audiogramme et mode d'emploi.

Poire réponse patient en option (disponible sur demande).

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

Conformes aux normes de sécurité EN 60601-1, EN 60645-1.

