



### Audiomètre de dépistage portable MA1 avec casque DD45 Maico

Appareil de dépistage compact et léger pour tests auditifs rapides et précis. Avec casque DD45, la référence en casque audiométrique.

Compact et léger avec manche parfaitement adapté à la forme de la main, il permet de réaliser vos dépistages auditifs d'une seule main. Robuste et performant, il permet de réaliser des diagnostics précis grâce à sa gamme de fréquences étendues de 500 à 4000 Hz. Réglage du niveau sonore par palier de 5dB, allant de 15 à 50 dB. Les sons émis sont sous formes purs ou sous formes volubés. Les stimuli sonores et lumineux sont envoyés à partir de boutons silencieux. Entièrement portable grâce à son alimentation par piles.

#### Fabrication Allemande.

- Mode de fonctionnement: manuel.
- 4 fréquences: 500/1000/2000/4000 Hz.
- 8 niveaux sonores: 15/20/25/30/35/40/45/50 dB.
- Précision: +/- 4 dB.
- Distorsion: inférieure à 3%.
- Casque audiométrique DD45 pliant.
- Avec marqueurs de couleur (rouge et bleu) pour placer correctement le casque (oreille droite, oreille gauche).
- Arrêt automatique.
- Alimentation: 2 piles AA.
- Autonomie: 6 mois en mode veille.

Particulièrement recommandé dans les établissements scolaires et les centres de médecine du travail. Idéal pour une utilisation en ambulatoire.

#### Audiomètre MA1:

Dimensions: L. 15 x l.6 x Épaisseur 2 cm.

Poids: 65g (sans piles).

#### Casque DD45:

Poids: 436g.

L'audiomètre Maico MA1 est livré avec un casque DD45, un jeu de piles AA, un support bureau et un mode d'emploi.

Garantie 2 ans.  
Matériel Médical CE.

Conformes aux normes de sécurité EN 60601-1 et compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2.