

FICHE TECHNIQUE

Autoclave 23L de classe B - avec port USB et avec imprimante intégrée - ZV230 Hyperion



La sécurité et la fiabilité pour la stérilisation des instruments. Chambre inox garantie 10 ans. 10 programmes de 121°C à 134°C.

Stérilisateur à vapeur de classe B, avec 10 programmes différents, incluant le cycle Prion.

Température allant de 121°C à 134°C, temps de 4 à 18 minutes.

Préchauffage ultra-rapide, cuve en inox 23 litres grande capacité, avec 3 niveaux de rangement modulables pour les instruments, imprimante papier intégrée, commande numérique avec écran LCD rétro-éclairé.

Traçabilité : USB ou imprimante

- Stérilisation de classe B avec vide fractionné.
- Ouverture et verrouillage automatique de la porte.
- Remplissage automatique du réservoir avec pompe.
- Panier porte-instruments réversible pour 3 plateaux.
- Revêtement extérieur époxy et résine thermo-résistante, facile à nettoyer.

Cycle complet :

Le cycle Prion dure environ 1h (temps estimé dans des conditions en température ambiante).

Dimensions :

Autoclave capacité 23 litres :

-Dimensions extérieures : L 480 x P 670 x H 420 mm

-Dimensions chambre : diam 250 x 420 mm

-Dimensions plateaux : 390 x 190 x 15 mm

Poids à vide : 56 kg

Garanties :

stérilisateur 2 ans

chambre inox 10 ans.

Matériel médical CE.

Conforme aux normes: EN13060- EN 61010-2-40.

NB : Possibilité de vous proposer un programme de maintenance adapté, ce matériel médical étant un dispositif de classe II b et faisant donc l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003. (voir documentation pdf).