

FICHE TECHNIQUE





Autopiqueur sécurisé à usage unique Unistik 3 avec lancette - Boîte de 100

Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Avec technologie de réduction de la douleur.

Dispositif sécurisé prêt à l'emploi, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires.

Prélèvements destinés aux appareils d'autocontrôle pour l'analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux d'hémoglobine, taux d'INR/PT. L'aiguille est autorétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter tout risque d'accident exposant au sang (AES). Le système d'inviolabilité empêche toute réutilisation même accidentelle d'une lancette potentiellement contaminée.

Système de réduction de la douleur:

Une série de 8 picots est disposée sur l'embase de l'autopiqueur et envoie un message de confort au cerveau lors de la pression du dispositif sur le doigt. Ce message masque légèrement la sensation de douleur provoquée par la piqure.

4 versions de l'UNISTIK 3:

UNISTIK 3 Gentle (Doux) - Applications : *Glycémie pour usage très fréquent - peaux fines, normales et sensibles.*

Volume de l'échantillon : jusqu'à 82 µl

Diamètre de la lancette : 30G (0.315 mm) - Profondeur de pénétration maxi : 1,5 mm.

UNISTIK 3 Normal - Applications : Glycémie pour peaux épaisses.

Volume de l'échantillon : jusqu'à 130 µl

Diamètre de la lancette : 23G (0.66 mm) - Profondeur de pénétration maxi : 1,8 mm.

UNISTIK 3 Comfort - Applications : *Glycémie pour usage fréquent - peaux fines et normales.*

Volume de l'échantillon : jusqu'à 158 µl

Diamètre de la lancette : 28G (0.375 mm) - Profondeur de pénétration maxi : 1,8 mm.

UNISTIK Extra - Applications : *INR*, contrôle prétransfusionnel, contrôle

Volume de l'échantillon : jusqu'à 172 μl

Diamètre de la lancette : 21G (0.81 mm) - Profondeur de pénétration maxi : 2,0 mm.

- Déclenchement latéral pour une bonne maitrise de la pression excercée sur le site de prélèvement.
- Tracabilité avec numéro de lot sur chaque autopiqueur.
- Lancette et capuchon : Polypropylène homopolymère HD.
- Aiguille : Acier inoxydable type X10CrNi 18-8.
- Usage unique sécurisé.
- Stérilisation par rayonnements ionisants (25KGy)
- Sans Latex, sans Phtalates et sans Bisphénol A

Dimensions: 5 cm x 1,3 cm x 1,3 cm (déclencheur non activé). Poids : 3 g.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont Demande d'inforthation 10 നിൽ വരുന്നു വരുന