

ZeniXx



Bac à ultrasons 1,3 litres ZR135 ZeniXx

Idéal pour le nettoyage des petits instruments et des prothèses.

Appareil de nettoyage à ultrasons pour un traitement en douceur et à hautes fréquences pour éliminer même les particules les plus petites aux endroits les plus inaccessibles.

- Cuve inox 1,3 litres dimensions : L 17 x l 14 x H 7 cm.
- Avec panier d'immersion et couvercle transparent.
- 5 temps de nettoyage réglables de 90 à 480 secondes.
- Affichage digital LED.
- Puissance : 60W.
- Transducteurs ultrasoniques efficaces de 40 kHz.
- Alimentation électrique : 230V, 50Hz.

Utilisation pour le nettoyage de prothèses, d'appareils dentaires, de montres, de bijoux, de lunettes.

Dimensions : L 23 x l 18 x H 16 cm

Poids : 1,75 kg

Capacité : 1300 ml

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.