

ZeniXx



Bac à ultrasons 3 litres ZR330 ZeniXx avec chauffage

**Pour un nettoyage en profondeur des instruments.
Chauffage rapide. Pour instruments jusque 24 cm.**

Modèle en acier inoxydable (bac, panier et couvercle). Réglage facile de la température et du temps de nettoyage. Transducteurs ultrasonique haute densité de 40 kHz.

- Cuve inox 3 litres dimensions : L 24 x l 14 x H 10 cm.
- Avec panier d'immersion et couvercle en inox.
- Chauffage incorporé réglable de 0 à 80°C avec thermostat et minuterie jusque 99min.
- Panneau de commande protégé par une membrane étanche.
- Affichage digital LED.
- Puissance : 120W.
- Transducteurs piézoélectrique de 40 kHz.
- Alimentation électrique : 220V, 40Hz.

Utilisation pour le nettoyage de montres, de bijoux, de lunettes, de prothèses et d'appareils dentaires.

Dimensions : L 27 x l 15.5 x H 22.5 cm

Poids : 3.25 kg

Capacité : 3000 ml

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.