


ego  
persona



### Balance impédancemètre E6 Ego Persona 150 Kg - White edition

Permet de mesurer le poids, le pourcentage de masse grasseuse, de masse musculaire, de masse osseuse et de masse hydrique

Doté de capteurs haute précision permettant une mesure au plus juste, plateforme en verre trempé sécurit.  
Calcul automatique de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) selon l'Organisation Mondiale de la Santé selon 4 critères individualisés (sous-poids, bonne santé, surpoids, obésité).  
Enregistrement jusqu'à 10 utilisateurs avec profil personnalisé (sexe, taille, âge).

- Unité de mesure : en kilogrammes (kg), en livres (lb) ou en stones (st).
- Portée : 3 à 150 kg (330lb/23.6st).
- Graduation : 100g/0.2lb.
- Capteurs haute précision.
- Plateau en verre trempé.
- Ecran LCD 69 x 34 mm.
- 3 boutons de réglages.
- Indicateur de l'état de santé : sous-poids, bonne santé, surpoids, obésité.
- Indicateur du niveau de batterie.
- Arrêt automatique.

Pèse-personne impédancemètre Ego Persona pour un suivi pondéral de précision jusqu'à 150 Kg.

Dimensions : 300 x 300 x 20 mm.  
Poids : 1,56 Kg.

Fonctionne avec une pile bouton (CR2032) fournie.

**Le pèse personne impédancemètre White edition Ego Persona est une exclusivité de Robé Médical.**

Garantie 2 ans.  
TUV Compatibilité électromagnétique EN 55014.

***Ce pèse-personne impédancemètre ne convient pas pour être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical, les femmes enceintes, personnes souffrant d'œdèmes ou d'ostéoporose, personnes sous dialyse, les personnes sous traitement cardio-vasculaire.***