

Balle de rééducation de main Robemed - Jeu de 3

Adapté aux pathologies affectant la mobilité des mains.

Aide à renforcer les muscles de la main, du poignet et de l'avant bras. Reprend sa forme initiale après utilisation. Disponible en 3 coloris selon le degré de résistance : violet, bleu et jaune.

3 niveaux de résistance :

- Faible (couleur jaune).
- Moyenne (couleur violette).
- Forte (couleur bleu).

Diamètre : 5 cm.

Vendu par lot de 3 balles.

