

## FICHE TECHNIQUE

### Balle gonflable hérisson - avec picots sensoriels - pour le massage et la relaxation

Idéales pour les auto-massages, soulage les tensions musculaires et s'utilise aussi pour la réflexologie des mains

Ces balles hérisson sont idéales pour s'auto-masser et permettent de masser les zones réflexes de la main, du pied et du dos.

Elles soulagent les tensions musculaires, relaxent et améliorent la circulation sanguine.

Grâce aux différents diamètres, ces balles permettent d'atteindre différents points.

- Balles gonflables
- Picots sensoriels
- Idéales pour les auto-massages
- Soulagent les tensions musculaires
- 2 couleurs et diamètres différents

#### Les coloris et diamètres :

- Balle à picots **verte** - diamètre **5 cm**

- Balle à picots **orange** - diamètre **6 cm**

**Composition** : 100% PVC

**Ø** : 5cm, 6cm

**Coloris** : Vert / Orange

**Poids** : 35g

Vendu à l'unité.

Livré déjà gonflé.

