

FICHE TECHNIQUE

Ballon Physioroll - Physiothérapie et exercices ciblés - 2 ballons en 1 - Gymnic - 85 cm

Stabilité, sécurité et polyvalence pour tous les âges et capacités - Poids max. 120 kg - Diamètre 85 cm

Le Physioroll Gymnic, fruit de l'union de deux ballons, offre une stabilité supérieure tout en permettant une vaste gamme d'utilisations. Sa légère dépression centrale assure une assise sécurisée, idéale pour des exercices de coordination, d'équilibre et de physiothérapie. Conçu pour favoriser la collaboration entre thérapeute et patient, il est recommandé pour diverses activités, telles que le renforcement ou la rééducation, y compris celles avec les enfants.

Vendu non gonflé. Afin de gonfler le ballon, un adaptateur et un bouchon sont fournis avec le produit.

Utilisations recommandées :

- Exercices du haut du corps et du bas du corps
- Étirement
- Équilibre
- Massage
- Thérapie
- Physiothérapie

Caractéristiques :

- Stabilité, sécurité et polyvalence
- Idéal pour les exercices de coordination, d'équilibre et de physiothérapie
- Renforcement et rééducation
- Exercices au poids du corps uniquement
- Résistance à l'éclatement de qualité
- Adaptateur et bouchon inclus

Composition :

- Sans latex
- Sans phtalate
- Sans plomb
- Sans BPA



Charge maximale testée : 300 kg

Ballon 85 cm rouge :

- Diamètre : 85 cm

- Longueur : 130 cm

Dispositif médical de Classe I conforme aux normes européennes (Marquage CE).

Garantie 1 an à compter de la date de vente.