

## FICHE TECHNIQUE

### Ballon Therasensory Gymnic® - diamètre 65 cm - vert

Ballon de gymnastique à picots pour favoriser la stimulation sensorielle lors des exercices

Le ballon de gymnastique Therasensory® se distingue par la présence de petits reliefs sur toute sa surface.

Les picots favorisent la circulation sanguine lors de la réalisation des exercices et permettent des sensations sensorielles accrues grâce aux pressions des différentes parties du corps sur le ballon.

- Idéal pour les exercices de rééducation fonctionnelle et de gymnastique
- Stimule l'activation des zones réflexes
- À utiliser sur une surface lisse

**Poids recommandé** : max. 120 kg

**Capacité de charge testée** : max. 300 kg

**Matière** : vinyle

**Coloris** : vert

**Diamètre** : 65 cm

