

FICHE TECHNIQUE

Ballon de gym - Physiothérapie et exercices ciblés - Gymnic - 85 cm

Ballon polyvalent et soutien précis pour la physiothérapie et l'entraînement médical - Diamètre 85 cm

Le ballon de gym Gymnic Classic, aussi connu sous le nom de Swiss Ball, est destiné à la physiothérapie. Il sert de support spécifique pour diverses applications, comme le traitement des maladies neurologiques, la réadaptation, le soulagement de la douleur, et les activités motrices de renforcement. Il offre un soutien précis dans le cadre de la rééducation et de la thérapie médicale.

Vendu dégonflé.

Caractéristiques :

- Polyvalence
- Idéal pour les exercices de coordination, d'équilibre et de physiothérapie
- Renforcement et rééducation
- Exercices au poids du corps uniquement
- Adaptateur et bouchon inclus
- Pompe non incluse

Charge maximale recommandée : **jusqu'à 120 kg**

Charge maximale testée : 300 kg

Ballon 85 cm rouge :

- Diamètre 85 cm
- Indiqué pour les activités de groupe

Dispositif médical de Classe I conforme aux normes européennes (Marquage CE).

