

FICHE TECHNIQUE

Ballon de gym Plus - Physiothérapie et exercices ciblés - Résistance jusqu'à 120 kg - Gymnic - 65 cm

Sécurité, polyvalence et performance - Résistance à l'éclatement accrue - Vert - Diamètre 65 cm

Le ballon Gymnic Plus représente l'évolution technique du ballon Gymnic Classic, préservant l'élasticité et la performance tout en offrant une sécurité accrue grâce à sa forte résistance à l'éclatement. Le risque de crevaison est réduit au maximum.

Adapté aux salles de gym, à la physiothérapie, à la rééducation ou encore en tant qu'assise dynamique, ce ballon polyvalent s'adapte à un grand nombre d'utilisations. Tout comme le Gymnic Classic, il peut être employé comme outil dans le traitement des maladies neurologiques, la réadaptation, le soulagement de la douleur, et les activités motrices de renforcement. Il offre un soutien précis dans le cadre de la rééducation et de la thérapie médicale, tout en garantissant une sécurité supérieure en cas de crevaison.

Vendu dégonflé.

Caractéristiques :

- Polyvalence
- Idéal pour les exercices de coordination, d'équilibre et de physiothérapie
- Renforcement et rééducation
- Résistance à l'éclatement de qualité jusqu'à 120 kg
- Usage au poids de corps uniquement
- Adaptateur et bouchon inclus
- Pompe non incluse

Charge maximale recommandée : jusqu'à 120 kg

Diamètre :

- 65 cm

Couleur : Vert

Composition :

- Sans latex
- Sans phtalate
- Sans BPA
- Sans plomb



