

Bandage de fixation élastique Equihaft

Pour les chevaux. Hautement adhérent et extensible.

Élasticité d'environ 75%, anti-dérapant, perméable à l'air. Ne colle ni à la peau, ni aux poils des animaux. Pour maintien de pansements ainsi que bandes de compression et de soutien (notamment au niveau des membres inférieurs).

- Élastique à plus de 75 % pour une forte compression.
- Auto-adhésif.
- Bonne tenue.
- Perméabilité à l'air.
- Retrait indolore.

Tailles disponibles :

- 10 cm x 4 m.
- 12 cm x 4 m.

Conditionnement :

- Par lot de 8 ou 10.

Coloris : blanc.

Matériel Médical CE.

Composition : viscose, polyamide, latex.

