

## FICHE TECHNIQUE

### **Bande adhésive élastique de contention forte - Rob-Plast. Longueur 2,5 m**

#### **Pour une forte adhésivité et une contention optimale - Fabrication française.**

Permet un bon maintien des articulations, même pendant des efforts longs et intenses.

- 100 % coton, élasticité supérieure à 40%.
- Adhésivité forte, immédiate et prolongée.
- Assure le maintien, en évitant l'immobilisation.
- Excellente respirabilité, évite la macération.

#### **4 tailles disponibles :**

- 2,5 m x 3 cm.
- 2,5 m x 6 cm.
- 2,5 m x 8 cm.
- 2,5 m x 10 cm.

Indiqué en contentions adhésives souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire et en compression en traumatologie musculaire et traumatologie du sport.  
Utilisation aussi pour la fixation de pansements et d'attelles.

Conditionnée sous emballage individuel.  
Vendue par lot de 3 bandes.

Matériel médical CE.

