

FICHE TECHNIQUE



Bande adhésive non tissée multi-extensible et aérée - 10 m x 20 cm - Fixtape

Pour la fixation de pansements ou de cathéters. Fabrication européenne.

En non tissé avec masse adhésive sans latex. Avec support papier protecteur.

- Multi-extensible pour une application facile.
- Haute adhésivité.
- Hypoallergénique.
- Grammage : 160 g/m².

Conditionnement :
en boîte individuelle.

Taille :
- 10 m x 20 cm.

Autres tailles disponibles :
- [10 m x 5 cm.](#)
- [10 m x 10 cm.](#)
- [10 m x 15 cm.](#)

Matériel médical CE.